

برای استفاده از Mirovalve ویدئو محصول را در وبسایت www.mirovalve.de/en ببینید.

بیمار گرامی،

بمنظور استفاده آسان تر شما از سوند، ما این شیر (سوپاپ) سوند پیشرفته را ساخته ایم. خواهشمند است قبل از استفاده، طریقه بکارگیری آن را به دقت بخوانید. گروه MiroMed برای شما آرزوی سلامتی دارد.

طریقه باز کردن

در ابتدا پاکت را با دو دست می گیریم. دو لایه جلد پلاستیکی پاکت را با دو دست گرفته و پاره می کنیم. باید مواظب بود تا شیر پلاستیکی به زمین نیفتد و آلوده نشود.

طریقه اتصال به سوند

شیر (سوپاپ) را طوری در دست می گیریم تا دکمه فشار (۴) را ببینیم. قسمت مخروطی (۳) را در قسمت قیفی شکل سوند (۱) وارد می کنیم. قسمت مخروطی طوری طراحی شده که به خوبی گیر می کند.

طریقه تخلیه ادرار از مثانه

برای تخلیه ادرار قسمت پایین شیر (سوپاپ) را در دستشویی یا داخل ظرفی نگه داشته و دکمه شیر (سوپاپ) (۴) را با انگشت به طرف سوند می کشیم. بعد از خالی شدن ادرار از مثانه دکمه را رها می کنیم و در این حالت شیر (سوپاپ) خود به خود به طور اتوماتیک بسته می شود.

استفاده در شب

شب ها قسمت مخروطی پاکت ادرار (لوله پاکت دار) (۶) را با فشار در قسمت پایینی شیر (سوپاپ) پلاستیکی (۵) وارد می کنیم. قسمت پایینی شیر (سوپاپ) به صورت اتوماتیک محکم می شود. با انگشت کمی دکمه روی شیر (سوپاپ) را به جلو و عقب می بریم اگر به راحتی و بدون گیر کردن حرکت کرد میفهمیم که به خوبی وصل شده. شیر (سوپاپ) پلاستیکی در این حالت باز می باشد و ادرار می تواند از مثانه به پاکت پلاستیکی جریان یابد. باید مواظب بود تا لوله های مربوطه تا نشده باشند تا ادرار به خوبی جریان یابد. در هنگام روز، قسمت (۵) شیر (سوپاپ) را محکم گرفته و لوله (۶) را از آن با فشار جدا می کنیم. در این حالت شیر (سوپاپ) پلاستیکی به صورت خودکار بسته می شود. در این هنگام می توانیم پاکت ادرار (۸) را جدا کنیم.

طریقه ضد عفونی کردن شیر (سوپاپ)

قسمت (۵) شیر (سوپاپ) را محکم گرفته و لوله اتصال (۶) را از آن محکم کشیده جدا می کنیم. شیر (سوپاپ) به صورت اتوماتیک بسته می شود. قسمت (۵) شیر (سوپاپ) را با اسپری ضد عفونی کننده آغشته می کنیم و مدتی را می گذرانیم تا اثر کند. باید مواظب بود که مواد ضد عفونی کننده هرگز داخل

چشم یا اندام تناسلی پاشیده نشود. اما اگر چنین اتفاقی افتاد با آب فراوان شستشو داده و در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود. قسمت (۳) را به حالتی که با سطح پوست تماس نگیرد از قسمت مخروطی سوند جدا کرده تا احتمال ورود میکروب حتی المقدور غیر ممکن گردد. چنانچه در این زمینه پرسشی دارید به پزشک معالج مراجعه نمایید. توصیه می شود که هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده از دستکش استفاده گردد.

ترتیب تعویض

مدت زمان استفاده را پزشک معالج تشخیص خواهد داد. پیشنهاد می شود شیر (سوپاپ) MiroValve به همراه سوند ادراری همزمان تعویض شود. اگر پزشک توصیه خاصی در این مورد نداشت بهتر است که شیر (سوپاپ) مربوطه به طور دائم به سوند متصل بوده و هر دو همزمان تعویض شوند.

در صورت آماده سازی جهت استفاده دوباره، امکان تغییر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد.

برای سوالات بیشتر لطفا با دکتر خود مشورت کنید.

توزیع و پخش محصول:

MiroMed Pfeleiderer GmbH, Germany

Lindleystr. 12|60314 Frankfurt a.M.

تلفن: +۴۹ (۰) ۶۹۴۸۹۸۷۸۰

تلفکس: +۴۹ (۰) ۶۹۴۸۹۸۷۸۷۰

ایمیل: mail@mirovalve.de

