

## MIROVALVE® KATHETERVENTILSYSTEM FÜR BLASENDAUERKATHETER

- ☑ Einhandbedienung
- ☑ kein Nachtropfen von Urin
- ☑ bei Anschluss an den Urinbeutel öffnet das Ventil selbsttätig
- ☑ beim Abziehen des Beutels schließt das Ventil automatisch
- ☑ Öffnen und Schließen kann nicht mehr vergessen werden
- ☑ farblich gekennzeichnete Bedienungselemente
- ☑ passend für alle Blasenkatheter
- ☑ konnektierbar an alle handelsüblichen Drainagesysteme mit Stufenkonnektor, z. B. Beinbeutel, MonoFlo™, UD3, Ureofix®, MiroBag® etc., ohne Verbindungsschlauch
- ☑ einfache Desinfektionsmöglichkeit
- ☑ nächtliche Dauerableitung durch Anschluss des Urinbeutels


Verkaufseinheit	10 Stück
HPN	15.25.16.0023

Artikelnummer	089805
---------------	--------



# MIROVALVE®

NEUES  
PRODUKT



MiroValve® Katheterventilsystem